


Update-Anleitung


1. **Thera-pi schließen!**
2. Wenn Sie das Backup-Script benutzen (Datensicherung von Datenbank und Rehaverwaltung in einem), führen Sie dieses aus und gehen weiter zu Punkt 5.
3. Den **Ordner RehaVerwaltung** (Laufwerk C **oder** Lokaler Datenträger C) **sichern** → z. B. auf USB-stick oder in anderen Ordner / anderes Laufwerk
4. **Datensicherung (Datenbank) machen** (z.B. Heidi-Sql)
5. [Update-File](#) hier runterladen (anschließend in „Downloads“ zu finden)
6. Doppelklick auf den heruntergeladenen Ordner (Ordner mit Reißverschluss)
7. Die Datei „Pi_Update“ z.B. auf den Desktop kopieren (mit der Maus ziehen)
8. Passwort eingeben: IchHabeEineDatensicherung




9. Pi_Update starten mit Doppelklick
- 10.



Weitere Informationen anklicken



- 11.



Nun werden die Update-Dateien installiert

Wird Thera- π nun gestartet, sollte die neue Versionsnummer unten links stehen.