2024/05/20 14:55 1/1 Installation

## Installation



Die Installation erfolgt gemäß der aktuellen PDF-Anleitung "Installationsanweisung\_versionsnummer\*.pdf" die im Download-Verzeichnis zu finden ist.

Zum reinen Betrieb von Thera-Pi reicht MariaDB als Server (installiert als MySQL Dienst) und die Thera-Pi Clients auf diversen anderen Rechnern oder auch auf dem Server selbst.

Hier eine **Server-Empfehlung** (von Jürgen Steinhilber)

Nach erfolgreicher Installation und dem ersten Login sind noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen, bevor Thera-Pi benutzbar ist. Die Anleitung findet sich unter Die ersten Schritte mit Thera-Pi .

Während der Installation wird eine Datenbank für Thera-Pi angelegt (bzw. eine vorhandene eingebunden). Sollen mehrere Mandanten mit jeweils eigener Datenbank betrieben werden, können über die Verwaltung der jeweiligen Datenbank (z.B. phpMyAdmin) weitere Datenbanken angelegt werden.

Sollen mehrere Client-Arbeitsplätze eingerichtet werden, so ist es nicht notwendig, auf jedem Rechner die Installation durchzuführen. Es empfiehlt sich zunächst einen Rechner fertig zu konfigurieren. Anschließend kann die Installation auf weitere Clients geklont werden.

From:

https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/ -  $Thera-\pi$  Wiki

Permanent link:

https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/doku.php?id=installation:installation&rev=1673019493

Last update: 2023/01/06 16:38

