


Versionshinweise

Bitte lesen Sie vor dem Update auf eine neue Version die Versionshinweise durch. Sie enthalten neben den Neuerungen auch die notwendigen Schritte, um neue gesetzliche Anforderungen umzusetzen.


- in Entwicklung: 1.4.0
- **aktuelle Version: 1.3.4 vom 07.02.2024**
- 1.3.3 vom 15.09.2023
- 1.3.2p2 vom 03.04.23
- 1.3.1 vom 13.02.23
- 1.3.0 vom 08.12.22
- 1.1.19 vom 27.01.22
- 1.1.18 vom 16.11.21
- 1.1.17 vom 14.09.21
- 1.1.16 vom 24.08.21

Update-Anleitung


1. Thera-Pi schließen!
2. Wenn Sie das Backup-Skript benutzen, um die Datenbank und den Ordner Reha-Verwaltung zu sichern, führen Sie dieses aus und gehen Sie weiter zu Punkt 5.
3. ... alternativ den Ordner RehaVerwaltung (auf Laufwerk C oder Lokaler Datenträger C) sichern, z. B. auf einem USB-Stick oder in anderen Ordner / anderes Laufwerk
4. ... und die Datenbank sichern (z. B. mit [HeidiSQL](#))
5. Update [hier](#) herunterladen (anschließend in „Downloads“ zu finden)
6. Doppelklick auf die heruntergeladene Datei (Symbol: ein Ordner mit Reißverschluss)
7. Die Datei „Pi_Update“ z. B. auf den Desktop kopieren (mit der Maus dorthin ziehen)
8. Passwort eingeben: IchHabeEineDatensicherung




9. Pi_Update starten mit Doppelklick
10. Windows warnt vor einer ihm „unbekannten App“:



11. [Weitere Informationen](#) anklicken
12. Wir bleiben hartnäckig:



Trotzdem ausführen



13.

Jetzt wird das Update installiert.

Beim nächsten Start von Thera-Pi sollte die neue Versionsnummer unten links stehen.

From:
<https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/> - Thera- π Wiki

Permanent link:
<https://www.thera-pi-software.de/dokuwiki/doku.php?id=installation:updates>

Last update: **2024/04/19 00:02**

